

## ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA CAMPIONI DI CANAPA

Sulla canapa e i suoi derivati eseguiamo diverse tipologie di analisi tra cui cannabinoidi, analisi multiresiduali pesticidi, metalli pesanti.

Con il campionamento a carico del Cliente, egli se ne assume la responsabilità compresa la corretta conservazione del campione fino alla consegna.

I campioni da analizzare possono essere consegnati personalmente o spediti tramite corriere.

In entrambi i casi il pacco deve essere accompagnato da:

- **MODULO D'ORDINE** in cui è possibile indicare la quantità e la tipologia dei campioni inviati e le analisi richieste.
- **DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA** per dimostrare il rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
- **COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ** in corso di validità

Tutti i moduli sono scaricabili dal sito <https://www.toxmed.it/it/consegna-campioni>

Per eseguire le analisi è necessario un campione rappresentativo di almeno 5 grammi; per gli estratti liquidi sono sufficienti 3 ml.

Ogni campione deve essere posto in un contenitore o busta chiusa con indicato il nome.

### **PER LE CONSEGNE IN SEDE:**

**Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00**

Porre il campione e i moduli in busta chiusa e imbucare nella cassetta drop-off situata all'esterno della nostra sede presso:

Cittadella Universitaria di Monserrato - BLOCCO A

S.P. Monserrato Sestu km 0.700

09042 Monserrato (CA)

### **PER LE CONSEGNE TRAMITE CORRIERE:**

Inserire i moduli all'interno del pacco, seguire le istruzioni e notificare la spedizione a

[accettazione@toxmed.it](mailto:accettazione@toxmed.it)

Indicare all'esterno del pacco la dicitura "INVIO CAMPIONI CN" e porre i numeri di riferimento 3385611666/ 0706758617

I campioni dovranno essere indirizzati a:

**Prof Pierluigi Caboni**

Cittadella Universitaria di Monserrato - BLOCCO A

S.P. 8 km 0.700

09042 Monserrato (CA)

Il pagamento è richiesto a fine analisi tramite bonifico bancario.