

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA CAMPIONI

Con il campionamento a carico del Cliente, egli se ne assume la responsabilità compresa la corretta conservazione del campione fino alla consegna.

I campioni da analizzare possono essere consegnati personalmente o spediti tramite corriere.

In entrambi i casi il pacco deve essere accompagnato da:

- **MODULO D'ORDINE** in cui è possibile indicare la quantità e la tipologia dei campioni inviati e le analisi richieste.
- **COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ** in corso di validità

Tutti i moduli sono scaricabili dal sito <https://www.toxmed.it/it/consegna-campioni>

Ogni campione deve essere posto in un contenitore o busta chiusa con indicato il nome

PER LE CONSEGNE A MANO:

Concordare un appuntamento via mail a accettazione@toxmed.it e consegnare presso

Cittadella Universitaria di Monserrato

BLOCCO A- interno 8617 /8610

S.P. Monserrato Sestu km 0.700

09042 Monserrato (CA)

PER LE CONSEGNE TRAMITE CORRIERE:

Inserire i moduli all'interno del pacco, seguire le istruzioni e notificare la spedizione a

accettazione@toxmed.it

I campioni dovranno essere indirizzati a:

Professor Pierluigi Caboni

Cittadella Universitaria di Monserrato - BLOCCO A-

S.P. 8 km 0.700

09042 Monserrato (CA)